

		货号	SPIP-2.5	SPIP-10	SPIP-20L	SPIP-20	SPIP-50	SPIP-50H	SPIP-100	SPIP-200	SPIP-1000	SPIP-5000	SPIP-10000	SPIP-B10	SPIP-B20L	SPIP-B50	SPIP-B100	SPIP-B300	SPIP-B1000
		名称	移液器	移液器	移液器	移液器	移液器	移液器	移液器	移液器	移液器	移液器	移液器	8道移液器	8道移液器	8道移液器	8道移液器	8道移液器	8道移液器
		规格	支 (0.1-2.5 μL)	支 (1-10 μL)	支 (2-20 μL) (适配10μL加长吸头、10μL吸头)	支 (2-20 μL) (适配200 μL吸头)	支 (5-50 μL) (适配10μL加长吸头、10μL吸头)	支 (5-50 μL) (适配200μL吸头)	支 (10-100 μL)	支 (20-200 μL)	支 (100-1000 μL)	支 (1000-5000 μL)	支 (1-10 mL)	支 (1-10 μL)	支 (2-20 μL) (适配10μL加长吸头、10μL吸头)	支 (5-50 μL) (适配10μL加长吸头、10μL吸头)	支 (10-100 μL)	支 (50-300 μL)	支 (100-1000 μL)
		价格	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 200	¥ 950	¥ 950	¥ 950	¥ 950	¥ 950	¥ 950
TP-10-C TP-10 P-10		10μL	√	√	√		√ (无法吸50μL)							√	√	√ (无法吸50μL)			
TP-10P-C TP-10P		10μL加长	√	√	√		√							√	√	√			
TP-200-C TP-200 P-200		200μL				√		√	√	√							√	√ (无法吸300μL)	
TP-200P-C		200μL加长				√		√	√	√							√	√	
TP-200D TP-200D-C		200μL点样				√		√	√	√							√	√ (无法吸300μL)	
TP-1000S-C TP-1000 P-1000		1000μL									√								√
TP-1000-C TP-1250		1000μL加长									√								√
TP-5000L-C TP-5000L		5mL大口										√							
TP-10000-C TP-10000		10mL											√						
TP-10-C-F	滤芯	10μL	√	√	√ (无法吸20μL)		√ (无法吸50μL)							√	√ (无法吸20μL)	√ (无法吸50μL)			
TP-10P-C-F	滤芯	10μL加长	√	√	√ (可以吸20μL)		√ (无法吸50μL)							√	√ (可以吸20μL)	√ (无法吸50μL)			
TP-20-C-F	滤芯	20μL				√			√ (无法吸100μL)	√ (无法吸200μL)							√ (无法吸100μL)		
TP-100-C-F	滤芯	100μL				√		√	√	√ (无法吸200μL)							√	√ (无法吸300μL)	
TP-200-C-F	滤芯	200μL								√								√ (无法吸300μL)	
TP-200P-C-F	滤芯	200μL加长								√								√ (无法吸300μL)	
TP-1000S-C-F	滤芯	1000μL									√								√
TP-1000-C-F	滤芯	1000μL加长									√								√
TP-5001L-F TP-5000L-C-F	滤芯	5mL大口										√							
TP-10001-F TP-10000-C-F	滤芯	10mL											√						