

# Alexa Fluor® 488 标记的 山羊抗兔 IgG

100 µL

-20°C

## 产品简介:

Alexa Fluor® 488 是一种新型的绿色荧光探针，具有亮度高，稳定性好的优点。Alexa Fluor® 488 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (Alexa Fluor® 488-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)), 用于 IF 和 FC 的二抗。激发波长 493nm, 发射波长 519nm。

## 包装内容:

产品货号	产品名称	规格
GB25303	Alexa Fluor® 488 标记山羊抗兔 IgG	100 µL

保存条件: -20°C 保存, 一年有效

## 建议稀释比:

IF 1:200-1:800

## 注意事项:

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 实验过程中尽量避光, 减少淬灭。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。